

Bělící zubní pasty

Opalescence® Original Opalescence® Sensitivity Relief

- Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny
- Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu
- Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc¹
- Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného², pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu
- Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu
- 78 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplní³
- Vhodná i pro nebělené zuby
- Neobsahuje Triclosan
- Neobsahuje oxid titaničitý

| | | | |
|--------|---|---------------|------------------|
| 500401 | Bělící pasta Opalescence 100 ml | 225 Kč | 265,- |
| 503470 | Bělící pasta Opalescence Sensitive 100 ml | 240 Kč | 285,- |

15%*
SLEVA

Opalescence™
whitening toothpaste



Opalescence® PF 10% denní bělení Opalescence® PF 16% noční bělení

- 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
- formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
- jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení



20%*
SLEVA

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Opalescence PF 10% | pac.kit máta, meloun, regular | 1 670 Kč | 2 080,- |
| Opalescence PF 10% | 40 × 1,2ml máta, meloun, regular | 6 840 Kč | 8 540,- |
| Opalescence PF 10% | Dr.kit máta, meloun, regular | 1 800 Kč | 2 250,- |
| Opalescence PF 16% | pac.kit máta, meloun, regular | 1 670 Kč | 2 080,- |
| Opalescence PF 16% | 40 × 1,2ml máta, meloun, regular | 6 840 Kč | 8 540,- |
| Opalescence PF 16% | Dr.kit máta, meloun, regular | 1 800 Kč | 2 250,- |



Opalescence™
tooth whitening systems



Nabídka Q4/2024

GEMINI EVO™

Diodový laser

- superpulsní výkon ve špičce 100 W (peak)
- tři vlnové délky 810 nm, 980 nm, duální 810 – 980 nm pro optimální absorpci melaninu a vody
- rychlejší hladký řez, vysoká termální relaxace
- Gemini špičky iniciované 5 mm (řezací) a neiniciované 7 mm (dezinfekční) stejné jako pro předchozí laser Gemini
- podsvícení špičky pro lepší viditelnost v místě zákroku
- bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie
- 16 předvolených procedur ve 3 kategoriích zákroků
- 3 fotobiomodulační adaptéry PBM
- bezdrátové aktualizace a vyhrazená technická podpora přes
- Wi-Fi připojení
- mobilní aplikace a Gemini EVO Dashboard

509121 Gemini EVO laser kit
508998 Gemini laser PBM adaptér

303 200 Kč ~~-379 000,-~~
18 000 Kč ~~-22 510,-~~

20%*
SLEVA

508993 Gemini laser špičky iniciované 5 mm - 25ks
508994 Gemini laser špičky neiniciované 7 mm - 25ks

7 890 Kč ~~-8 760,-~~
7 890 Kč ~~-8 760,-~~

10%*
SLEVA

GEMINI EVO™

DIODOVÝ LASER 810÷980



Umbrella™

Retraktor tváří, rtů a jazyka

- Spolehlivý rozvěrač tváří a rtů, který vás nezklame:
- Dobře rozevře rty pacienta, chrání jazyk
- Umožní vám dobře vidět i v distálním úseku chrupu
- Spolehlivě drží, zvyšuje bezpečnost ošetření
- Pro pacienta je velmi pohodlný, netlačí ani při delším ošetření

504871 Umbrella retraktor střední 20 ks
505162 Umbrella retraktor střední 40 ks
504870 Umbrella retraktor střední 5 ks
505257 Umbrella retraktor velký 20 ks
505258 Umbrella retraktor velký 40 ks
505256 Umbrella retraktor velký 5 ks

1 010 Kč ~~-1 340,-~~
2 000 Kč ~~-2 660,-~~
260 Kč ~~-340,-~~
1 010 Kč ~~-1 340,-~~
2 000 Kč ~~-2 660,-~~
260 Kč ~~-340,-~~

25%*
SLEVA



Nabídka Q4/2024

J-Temp™

Dočasná pryskyřice

Dočasná pryskyřice J-Temp™ je světlem vytvrzovaná, rentgenkontrastní, tekutá pryskyřice na bázi metakrylátu, která poskytuje dlouhodobě dočasný materiál pro různé klinické indikace. Pryskyřice J-Temp je samonivelační, má méně než 5% míru smrštění a její jemná fialková barva je snadno odlišitelná od skloviny a dentinu, aniž by byla pro pacienta příliš nápadná. Díky takové všestrannosti a kvalitě se dočasná pryskyřice J-Temp™ rychle stane základem vaší praxe.

Čtyři klinické indikace pro použití:

1. Dočasné výplně (endodoncie, endo-bělení, inlay/onlay, dostavba okrajů kavity).
2. Dlahování implantátů pro otisky, aby se zabránilo deformaci otiskovacího materiálu.
3. Dostavba chybějící stěny kavity, např. pro kofferdamové spony nebo pro zhotovení dočasné výplně a podobně.
4. Nákusové rampy a dočasné zvýšení okluze v ortodoncii.

- Samonivelační
- Méně než 5% míra smrštění
- Jemně fialová barva pro snadnou identifikaci a odstranění
- Nezabarvuje
- Použití s aplikační špičkou Black Mini™



504897 J-Temp kit 4 × 1,2ml + 20 kanyl

1 390 Kč ~~1 540,-~~

J-Temp™

TEMPORARY RESIN



UltraCal™ XS™

Pasta s obsahem 35% hydroxidu vápenatého.

- Léčba kořenových kanálků (mokvání, krvácení - vždy, když kanálek nelze vysušit a následně ani plnit).
- Vysoké pH 12,5 = antibakteriální účinek.
- RTG kontrastní, podporuje hojení kosti.
- Dokonale přesná aplikace pomocí kanyly NaviTip - jediný Ca(OH)₂, který kanylou proteče.
- Vždy stejná konzistence a složení.
- Snadno odstranitelný pomocí Citric Acid.
- Úspora materiálu - žádné zbytky po míchání na podložce.
- Balení kit obsahuje: 4 × 1,2 ml stříkačku a 20 × kanyly NaviTip sortiment.



505144 UltraCal XS kit

2 330 Kč ~~3 100,-~~

501024 UltraCal XS 2 × 1,2 ml + 4 kanyl

770 Kč ~~1 020,-~~

505149 UltraCal XS 20 × 1,2 ml

3 370 Kč ~~4 490,-~~

505145 UltraCal XS 4 × 1,2 ml

1 040 Kč ~~1 380,-~~

UltraCal™ XS™



Nabídka Q4/2024

ULTRA-ETCH™

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou

- samolimitující chemie leptá jen do hl. 1,9µm
- penetruje do nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích
- neobsahuje polymery, nezanechává rezidua
- tixotropní, snadno proteče kanylou
- expirační doba 48 měsíců

| | | | |
|--------|---|-----------------|--------------------|
| 500685 | Ultra-Etch IndiSpense 30 ml | 2 140 Kč | 2 670,- |
| 500167 | Ultra-Etch 35% Econo kit 20 střík. + kanyly | 3 080 Kč | 3 840,- |
| 500163 | Ultra-Etch 35% Intro kit | 1 160 Kč | 1 440,- |
| 500168 | Ultra-Etch 35% 20× 1,2 ml | 2 480 Kč | 3 100,- |
| 500164 | Ultra-Etch 35% 4× 1,2 ml | 840 Kč | 1 040,- |

20%*
SLEVA



HALO™

Sekční matrice original

Nitinolové kroužky

- Super-elastická slitina niklu a titanu udržuje přitlak během ošetření a redukuje cyklické namáhání
- Kroužky vydrží více než 1000 použití
- Nylonové hroty plněné sklem se nezlámou snadno a nezbortí se během preparace
- Obrysy kroužku bezpečně drží matricový pásek v přirozeném anatomickém tvaru
- Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.
- Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb

Matricové pásky

- Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu
- Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovacích operací
- Snadné nasazení, umístění a odstranění při zachování přehlednosti operačního pole

Klíčky

- Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice
- Pevný klínek: lepší separace při méně traumatickém podráždění papily
- Snadné zavedení klínku díky dutému designu, v případě potřeby lze použít několik klínků najednou
- Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků

Karuselový zásobník:

- přehledný, šetří čas
- snadno se desinfikuje desinfekcí na povrchy

| | | | |
|--------|---|------------------|---------------------|
| 504833 | Halo sekční matrice firm non-stick set bez nástrojů | 9 160 Kč | 11 450,- |
| 504834 | Halo sekční matrice firm set bez nástrojů | 9 160 Kč | 11 450,- |
| 504835 | Halo sekční matrice original mini kit | 6 740 Kč | 8 420,- |
| 504832 | Halo sekční matrice original set bez nástrojů | 9 160 Kč | 11 450,- |
| 504831 | Halo sekční matrice original set s nástroji | 13 480 Kč | 16 840,- |

20%*
SLEVA

HALO™
SECTIONAL MATRIX SYSTEM



Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

*Platná od 1. 10. do 20. 12. 2024

Váš dodavatel: