




# Perio Tip

## Paro



3PrQ << Q-Link

3Pr □ W&H



## Deutsch

Rechtsgebogene Spitze für das parodontale Debridement, empfohlen für die Erhaltungsbehandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen sowie Furkationen.

## English

Right-curved tip for periodontal debridement, recommended for maintenance treatment on medium depth to deep pockets as well as furcations.

## Español

Punta curvada hacia la derecha para el desbridamiento periodontal, recomendado para el tratamiento de mantenimiento de bolsas de profundidad media a alta, así como bifurcaciones.

## Português

Ponta dobrada para a direita para desbridamento periodontal, recomendada para o tratamento de conservação de bolsas de profundidade média a elevada, bem como bifurcações.

## Français

Inserts coudés à droite pour le débridement parodontal, recommandé pour le traitement de maintien des poches à profondeur moyenne à importante et des furcations.

## Italiano

Punta curvata a destra per il debridement parodontale, consigliata per il trattamento di mantenimento di tasche di profondità da media a elevata e forcazioni.

## Nederlands

Naar rechts gebogen tip voor het parodontale debridement, aanbevolen voor de onderhoudsbehandeling van middeldiepe tot diepe pockets en furcaties.

## Magyar

Jobbra ívelt hegy a parodontális debridement céljára, ajánlott közepesen mély vagy mély tasakok, illetve furkációk megtartó kezelésére.

## Český

Doprava zahnutý nástavec pro chirurgické vyčištění paradontu. Nástavec se doporučuje pro udržovací ošetření středně hlubokých až hlubokých kapes nebo furkací.

## Slovenski

V desno upognjena konica za parodontalne posege (debridement), priporočljiva za zdravljenje srednje globokih do globokih žepkov ter furkacij.

## Srpski

Vrh povijen nadesno za parodontalni debridman, preporučeno za tretman održavanja srednje dubokih do dubokih džepova kao i furkacija.

## Türkçe

Parodontal debridman için sağa bükülü uç; derin ve orta derinlikte olan ceplerin ve furkasyonların koruyucu tedavisi için.

## ελληνικά

Ακροφύσιο με δεξιά κλίση για τον περιοδοντικό χειρουργικό καθαρισμό, συνιστάται για τη συντηρητική θεραπεία θυλάκων μεσαίου έως μεγάλου βάθους, καθώς και των σημείων πρόσφυσης ριζών.

## български

Извит надясно накрайник за пародонтална обработка, препоръчителен за поддържащо лечение на среднодълбоки до дълбоки джобове, както и фуркации.

## Русский

Наконечник с правым изгибом для пародонтальной санации, рекомендуется для терапевтической стоматологии для карманов средней и большой глубины, а также для многокорневых зубов.

## 中国

用于牙周清创的右弯型工作尖，建议用于牙周袋为中等深度或深度较大以及根分叉的患者的维持治疗。

## Shqip

Majë e epur për djathtas, për pastrimin e mbetjeve periodontale, rekomandohet për trajtim mirëmbajtës të xhepave mesatarë e të thellë, si dhe të bigëzimeve.

## Hrvatski

Nastavak zakrivljen udesno za paradontalni debridman, preporučuje se za postupak održavanja srednje dubokih do dubokih džepova, kao i za furkacije.

## Slovensky

Doprava zakrivená špička na parodontálny debridement, odporúča sa na účely udržiavacieho ošetrovania stredne hlbokých až hlbokých vačkov, ako aj furkácií.

## Polski

Końcówka zakrzywiona w prawo do opracowania chirurgicznego przyzębia, zalecana do opracowywania zachowawczego średnio głębokich i głębokich kieszonek i rozwidleń.

## Română

Ac curbat spre dreapta pentru debridarea parodontală, recomandat pentru tratamentul de întreținere a pungilor cu adâncime medie și mare, precum și a furcaților.

## ภาษาไทย

ส่วนปลายขอขวาสําหรับการตัดเล็มแผลปริทันต์ แนะนำให้ใช้สําหรับการรักษาโรคปริทันต์ระดับกลางไปจนถึงร่องที่อยู่ลึกลงไป และรวมไปถึงง่ามรากฟัน

## 日本語

歯周創面切除用の右曲がりのチップ。中程度から深いポケットおよび根分岐の維持療法に推奨。



## Manufacturer

**W&H Dentalwerk  
Bürmoos GmbH**

Ignaz-Glaser-Straße 53  
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com



0297



135°C  
SSS

