




Instrument S3  
Instrument Group 2  
Special instruments

Piezomed (SA-320)



Piezomed (SA-4xx M)



REF 05508200



Piezomed Classic (SA-430 M)



## Deutsch

Instrumente für die Verwendung mit Piezo-Chirurgiescaler für folgende dentale Anwendungen und für Anwendungen in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG).

Instrument mit 3 Spraybohrungen an der Unterseite zum schonenden Ablösen der Sinus-Schleimhaut.



Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in der aktuellen Steuergerät/Handstück Gebrauchsanweisung ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## English

Instruments for use with surgical Piezo-Scaler for the following dental applications and for applications in Cranio-Maxillo-Facial surgery (CMF).

Instrument with 3 boreholes at the bottom side for conservative removal of sinus floor membrane.



Follow the instructions and safety notes in the current Instructions for Use of the control unit/handpiece ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## English (for U.S. only)

Instrument with 3 coolant openings at the head's bottom side.



Follow the instructions and safety notes in the current Instructions for Use of the control unit/handpiece ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Español

Insertos para el uso con scalers quirúrgicos Piezo para las siguientes aplicaciones dentales y en la cirugía craneomaxilofacial.

Inserto con tres perforaciones de irrigación en la parte inferior para el desprendimiento cuidadoso de la mucosa del seno.



Siga las instrucciones y las indicaciones de seguridad contenidas en las instrucciones de uso actuales de la unidad de control/pieza de mano ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Français

Instruments pour l'utilisation avec détartreur chirurgical piézoélectrique destinés à la chirurgie dentaire ainsi qu'à la chirurgie orale et maxillo-faciale.

Instrument avec 3 orifices de pulvérisation sur sa face inférieure pour le détachement non traumatique de la muqueuse sinusale.



Suivez les instructions et les consignes de sécurité figurant dans la notice d'utilisation actuelle du boîtier de commande/de la pièce à main ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Italiano

Inserti per l'uso con l'ablatore per la chirurgia piezoelettrica per le seguenti applicazioni odontoiatriche e per le applicazioni di chirurgia orale e maxillo-facciale.

Inserto con 3 fori per spray dal lato inferiore per la separazione non traumatica della membrana del seno.



Attenersi alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza nelle istruzioni di impiego dell'unità di controllo/del manipolo attuali ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Nederlands

Instrumenten voor het gebruik met piëzo-chirurgiescaler voor de volgende dentale toepassingen en voor toepassingen in de mond-, kaak- en gezichtschirurgie (MKG).

Instrument met 3 sprayboringen aan de onderkant voor het atraumatisch losmaken van het sinusslijmvlies.



Volg de instructies en veiligheidsvoorschriften in de huidige gebruiksaanwijzing van de besturing/het handstuk op ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Português

Instrumentos para utilização com destartarizador cirúrgico Piezo para as seguintes aplicações dentárias e para aplicação em cirurgia oral e maxilo-facial.

Instrumento com 3 perfurações de irrigação no lado inferior para dissolver cuidadosamente a membrana mucosa sinusal.



Siga as instruções de utilização e as notas sobre segurança atuais da unidade de comando/peça de mão ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Magyar

Eszközök a Piezo-sebészeti depurátorral való használatra az alábbi fogsebészeti, valamint arc-, állcsont- és szájssebészeti használatra.

Az eszköz alsó részén 3 sprayfurat található a Sinus nyálkahártya kíméletes leválasztására.



Kövesse az aktuális vezérlőegység / kézidarab használati útmutatójában leírt utasításokat és biztonsági tudnivalókat ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Čeština

Nástroje pro použití s piezo chirurgickým scalerem (drápkem) pro následující dentální účely a použití v ústní, čelistní a obličejové chirurgii (MKG).

Nástroj se 3 sprejovými otvory na spodní straně k šetrnému oddělení sliznice sinusů (dutin).



Dodržujte pokyny a bezpečnostní pokyny uvedené v aktuálním návodu k použití řídicí jednotky/násadce ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Slovenščina

Instrumenti za uporabo s kirurškim odstranjevalcem zobnega kamna Piezo v dentalni kirurgiji in oralni, čeljustni in obrazni kirurgiji (MKG).

Instrument s 3 pršilnimi odprtlinami na spodnji strani za nežno odstranjevanje sinusne sluznice.



Upošteвайте navodila in varnostne napotke v trenutnih navodilih za uporabo krmilne naprave/ročnika ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Polski

Instrumenty do stosowania ze skalerem piezochirurgicznym do następujących zastosowań dentystycznych i w chirurgii szczękowo-twarzowej.

Instrument z 3 otworami na spray na spodniej stronie do delikatnego odklejania śluzówki zatoki szczękowej.



Przestrzegać zaleceń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w aktualnej instrukcji obsługi urządzenia sterującego / prostnicy ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Dansk

Instrumenter til brug med kirurgisk Piezo-scaler til følgende dentale anvendelser og til brug ved mund-, kæbe- og ansigtskirurgi.

Instrument med 3 sprayboringer på undersiden til skånsom løsning af sinus-slimhinden.



Følg anvisningerne og sikkerhedsanvisningerne i den aktuelle brugsanvisning til styreenheden/håndstykket ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Suomi

Instrumentit käytettäväksi hammaskiven kirurgisen Piezo-poistoinstrumentin kanssa seuraavaan, hammaslääketieteelliseen käyttöön ja käyttöön suu-, leuka- ja kasvoalueen kirurgiassa (MKG).

Instrumentti, jonka alapuolella on 3 sprayreikää poskiontelon limakalvon hellävaraiseen poistamiseen.



Noudata kunkin ohjauslaitteen/käsikappaleen käyttöohjeen ohjeita ja turvallisuusohjeita ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Svenska

Instrument för användning med Piezo-kirurgisk scaler för följande dentala användningar samt användning inom mun-, käk- och ansiktskirurgi (MKG).

Instrument med 3 sprayhåll på undersidan för att skonsamt lösgöra sinusslemhinnan.



Följ anvisningarna och säkerhetshänvisningarna i den aktuella bruksanvisningen för styrenheten/handstycket ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Eesti

Instrumentid, mida kasutatakse hambaravis Piezo-  
kirurgiaskeileriga järgmisel otstarbel ning suu-, lõualuu- ja  
näokirurgias järgmisel otstarbel.

Instrument 3 pihustusavaga alumisel küljel, ninaõõne limaskesta  
säätvaks eraldamiseks.



Järgige aktuaalse juhtseadme/sirgotsiku kasutusjuhendis  
olevaid juhendeid ja ohutusjuhiseid ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Lietuvių

Instrumentai, skirti naudoti su pjezochirurginiu skeileriu toliau  
nurodytiems tikslams odontologijoje ir burnos, žandikaulių ir veido  
chirurgijoje (BŽV).

Instrumentas su 3 purškimo angoms apatinėje pusėje, skirtas  
saugiai atkabinti sinusų gleives.



Laikykitės naujausios valdymo įrenginio / tiesaus antgalio  
naudojimo instrukcijos nurodymų ir saugos nurodymų  
([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Latviski

Instrumenti lietošanai kopā ar pjezoķirurgģijas skaleriem turpmāk  
minētajos zobārstniecģibas un mutes, sejas un ņokļu ķirurgģijas  
noļķkos.

Instrumentis ar 3 izsmidzināšanas urbumiem apakšpusē saudģģgai  
sinusa gļotādas noņemšanai.



Ievērojiet vadģbas iekārtas / taisnā uzgāļa lietošanas  
instrukcijā ietvertos norādģjumus un droģģibas  
norādģjumus ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Norsk

Instrumenter for bruk med kirurgisk piezoscaler for følgende dentale bruksområder og for bruk innen oral- og maxillofacial kirurgi (MKG).

Instrument med tre sprayhull på undersiden for skånsom løsning av sinus-slimhinnen.



Følg anvisningene og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen til den aktuelle styringsenheten/håndstykket ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Hrvatski

Instrumenti za upotrebu s Piezo kirurškim skidačem kamenca za sljedeće dentalne primjene i primjene u maksilofacijalnoj kirurgiji (MKG).

Instrument s 3 rupe za ispiranje na donjoj strani za nježno skidanje sluznice sinusa.



Pridržavajte se uputa i sigurnosnih napomena navedenih u aktualnim uputama za uporabu upravljačke jedinice / nasadnika ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Srpski

Instrumenti za upotrebu sa piezo hirurškim skalerom za sledeće dentalne primene i za primene u maksilofacijalnoj hirurgiji (MKG).

Instrument sa 3 otvora za rasprskavanje sa donje strane za odvajanje sluzokože sinusa bez oštećenja.



Sledite uputstva i sigurnosne savete iz trenutnog uputstva za upotrebu kontrolnog uređaja/nasadnika ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).



## Türkçe

Aşağıdaki dental uygulamalar ile maksillofasiyal cerrahi (MKG) uygulamalarında Piezo cerrahi Scaler ile kullanıma yönelik uçar.

Sinüs-mukus derinin dikkatlice ayrılması için alt kısmı 3 sprej delikli uç.



Güncel kumanda ünitesi/piyasemen kullanım kılavuzundaki ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)) talimatlara ve güvenlik uyarılarına uyun.

## Română

Anse pentru utilizare cu detartrator piezo-chirurgical pentru următoarele aplicații dentare și pentru aplicații în chirurgia orală și maxilo-facială (OMF).

Ansă cu 3 orificii de pulverizare pe partea inferioară pentru o detașare delicată a mucoasei sinusale.



Urmați instrucțiunile și indicațiile privind siguranța din instrucțiunile de utilizare a unității de comandă/pieseii ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## български

Инструменти за употреба със скалер за пиезохирургия за следните дентални приложения и за приложения в сферата на устната, челюстната и лицевата хирургия (УЧЛ).

Инструмент с 3 отвора за спреј на долната страна за щадящо отделяне на синусната лигавица.



Спазвайте указанията за безопасност и другите указания в актуалното ръководство за употреба на устройството за управление/наконечника ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## ελληνικά

Εργαλείο για χρήση με χειρουργικό ξέστρο Piezo για τις παρακάτω οδοντιατρικές εφαρμογές και για εφαρμογές στη στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική.

Εργαλείο με 3 οπές ψεκασμού στη βάση για την ήπια αφαίρεση του βλεννογόνου του ιγμορείου.



Ακολουθείτε τις υποδείξεις και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης στις τρέχουσες οδηγίες χρήσης της συσκευής ελέγχου/ευθείας χειρολαβής ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Український

Насадки для використання з п'єзохірургічними скалерами, призначеними для наступного застосування у стоматології та щелепно-лицьовій хірургії.

Інструмент із трьома спрейовими отворами з нижнього боку для щадного видалення слизової оболонки верхньощелепної пазухи.



Дотримуйтеся вказівок і правил техніки безпеки, наведених у поточній інструкції з експлуатації блоку керування/прямого накінецьника ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## Русский язык

Насадки для использования с пьезохирургическими скалерами, предназначенными для следующего применения в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Насадка с 3 отверстиями для спрея на нижней стороне для бережного отделения слизистой оболочки синуса.



Следуйте инструкциям и указаниям по технике безопасности, приведенным в текущей инструкции по эксплуатации блока управления/прямого наконечника ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)).

## 日本語

以下の歯科用途および頭蓋顎顔面外科手術（CMF）での用途でサージカルピエゾスケーラーと共に使用するインスツルメント。

上顎洞膜の保存的除去のための3つの掘削孔が底部にあるインスツルメント。



コントロールユニット/ハンドピースの最新の取扱説明書 ([manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)) に記載されている指示と安全上の注意事項を順守して下さい。

## 中文

与外科手术压电式洁牙机一起用于以下牙科应用和颅颌面（CMF）外科应用的器械。

带有三钻孔的器械，用于保守去除上颌窦底粘膜的底部。



遵循主机/手机当前版本使用说明书中的指引和安全注意事项（[manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)）。

## 繁體中文

與外科手術壓電式洗牙機一起用於以下牙科應用和頷面部手術（CMF）外科應用的器械。

底面帶有 3 個孔眼的器械，可用於鼻竇底膜的保守去除。



遵循控制單元/手機的最新《使用說明書》中的指示與安全注意事項（[manuals.wh.com](http://manuals.wh.com)）。



**W&H Dentalwerk  
Bürmoos GmbH**

Ignaz-Glaser-Straße 53

5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com

