




Perio Tip Paro



5PIQ << Q-Link

5PI □ W&H



Deutsch

Linksgebogene Spitze mit einer Diamantierung zur Reinigung der Wurzeloberfläche.

English

Left angled tip with diamond coating for efficient cleaning of the root surface.

Español

Punta de diamante torcida hacia la izquierda para la limpieza de la superficie radicular.

Português

Ponta dobrada para a esquerda com um revestimento de diamante para limpeza da superfície da raiz.

Français

Inserts coudés à gauche avec diamantation pour le nettoyage de la surface radiculaire.

Italiano

Punta curvata a sinistra con diamantatura per la pulizia della superficie radicolare.

Nederlands

Links gebogen, gediamanteerde tip voor het reinigen van het worteloppervlak.

Magyar

Balra ívelt, gyémántbetéttel ellátott hegy a foggyökérfelület tisztításához.

Český

Doleva zahnutý nástavec s diamantovou povrchovou úpravou pro čištění povrchu kořenů.

Slovenski

V levo upognjena konica z diamantnim premazom za čiščenje površine korenine.

Srpski

Vrh sa zakrivljenjem nalevo sa dijamantskim slojem za čišćenje površine korena.

Türkçe

Kök yüzeylerinin temizliği için sola bükülü, elmas kaplamalı uç.

ελληνικά

Ακροφύσιο με αριστερή κλίση, με αδαμάντινη επίστρωση για τον καθαρισμό της επιφάνειας της ριζικής κοιλότητας.

български

Извит наляво накрайник с диамантено покритие за почистване на повърхността на корена.

Русский

Наконечник с левым изгибом с алмазным напылением для очистки поверхности корня.

中国

金刚石镀层左直角工作尖，用于高效清洁牙根表面。

Shqip

Majë e epur për majtas me veshje diamanti për pastrimin e sipërfaqes së rrënjës.

Hrvatski

Nastavak zakrivljen uljevo s dijamantnom presvlakom za čišćenje površina korijena zuba.

Slovensky

Doľava zakrivená špička s diamentovou povrchovou úpravou na čistenie povrchu koreňov.

Polski

Końcówka z powłoką diamentową zakrzywiona w lewo do czyszczenia powierzchni korzenia.

Română

Ac curbat spre stânga cu o diamantare pentru curățarea suprafeței rădăcinii dentare.

ภาษาไทย

ส่วนปลายมุมซ้ายฉาบผงเพชรสำหรับการทำความสะอาดผิวรากฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

日本語

歯根面の効率的な清掃のための、左向きに角度の付いたダイヤモンド被覆チップ。



Manufacturer

**W&H Dentalwerk
Bürmoos GmbH**


Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com



0297



135°C
SSS

