




Endo Tip

Endo



1E



W&H

1ES



Satelec



Deutsch

Nicht schneidendes Instrument zur effektiven Spülungsaktivierung im Wurzelkanalsystem.

English

Non-cutting instrument for effective rinsing activation in the root canal system.

Español

Instrumento no cortante para una eficaz activación de la limpieza en el sistema del canal radicular.

Português

Instrumento não cortante para a ativação de irrigação eficaz no sistema de canal radicular.

Français

Insert non coupant pour une activation efficace du liquide de rinçage dans le canal radiculaire.

Italiano

Strumento non tagliente per l'effettiva attivazione del lavaggio nel sistema del canale radicolare.

Nederlands

Niet-snijdend instrument voor de activering van de effectieve spoeling in het wortelkanaalsysteem.

Magyar

Nem vágó eszköz a gyökércsatorna rendszer hatékony öblítésének aktivizálásához.

Český

Neostrý nástroj k efektivní iniciaci čištění v kořenových kanálcích.

Slovenski

Instrument, ki ni predviden za rezanje, za učinkovito aktiviranje spiranja v sistemu koreninskih kanalov.

Srpski

Instrument koji ne vrši sečenje radi efikasnog aktiviranja ispiranja u sistemu kanala korena.

Türkçe

Kök kanalı sisteminde etkili durulama etkinleştirmesi için kesici olmayan alet.

ελληνικά

Μη διαχωριζόμενο εργαλείο για αποτελεσματική ενεργοποίηση έκπλυσης στο σύστημα ριζικών κοιλοτήτων.

български

Нережещ инструмент за ефективно активиране на промиването на кореновите канали.

Русский

Не режущий инструмент для эффективной активации промывания в системе корневых каналов.

中国

用于在根管系统有效冲洗活化物的非切削磨头。

Shqip

Instrument jopererës për aktivizim efikas të larjes në sistemin e kanaleve të rrënjëve.

Hrvatski

Instrument koji ne reže za učinkovito aktiviranje ispiranja u sustavu korijenskog kanala.

Slovensky

Nerezný nástroj na efektívnu aktiváciu vyplachovania v systéme koreňových kanálikov.

Polski

Nietnący instrument do skutecznego uruchamiania płukania w systemie kanałów korzeniowych.

Română

Instrument fără muchii tăioase pentru spălarea în sistemul de canale radiale.

ภาษาไทย

เครื่องมือที่ไม่มีคมใช้สำหรับกระตุ้นการล้างภายในคลองรากฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

日本語

根管内の効果的な洗浄活性化用の非切削インスツルメント。



Manufacturer

W&H Dentalwerk

Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53

5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55


office@wh.com

wh.com

Insert 1



Insert 2



Remove

